

高低温湿热试验箱操作指南

一、试验准备

- 1) 放置试样：离壁一定距离，确保样品周围的空气流通。
- 2) 湿球纱布检查：纱布需保持湿润。
- 3) 水箱水位检查：水位低了，给水箱加纯水。
- 4) 刷卡上机。

二、试验流程

流程简述：放样→设置定值设定or程序设定→试验开始→试验结束取出样品→整理干净，关闭电源



1、 试验开始：建议试验前约1小时合上总电源开关预热压缩机，减轻压缩机负载。

步骤：1) 确认总电源已打开。2) 进入运行模式选择画面，按屏幕上的试验箱运转状态框。3) 开始定值设定恒定试验，开机画面按定值设定框输入设定目标温度（湿度），按温度设定值（湿度设定值）输入数值，注意如果湿度控制开关状态关不能输入湿度值。

如按照程序设定试验（需先调整温度再调整湿度），STEP 00程序先升温，湿度不变；STEP 01程序温度到达不变，湿度调整；STEP 02程序恒温恒湿，设定试验时间；STEP 03程序快速降温降湿；STEP 04程序降温降湿后保持一点时间，就可以取出样品。





段号 00和04设置

6、试验结束：1）进入运行模式选择画面，按屏幕上的试验箱运行状态框；2）按停止按钮；3）按执行按钮确定；4）如果长时间不使用试验箱，请把总电源开关打到OFF位置。

三、注意事项

- 1) 温度上下限：-45° C-155° C



- 2) 设备安装温度熔断器是167° C
- 3) 试样需要供电的试验需联系仪器管理员

四、主要参数

