

DHG --- (101) 系列

DHG---9145A型



电热恒温鼓风干燥箱

(智能型带定时)

使用说明书

上海齐欣科学仪器有限公司

地址：上海市松江区洞业路 111 号 D 栋


电话：021-65754917 技术服务：021-61645561-8006 或 8008

网址：www.keelrein.com

目 录

一、 示意图.....	2
二、 适用范围.....	3
三、 技术指标.....	3
四、 结构概述.....	3
五、 操作步骤.....	4
六、 智能型温度控制器使用说明.....	4
七、 注意事项.....	8
八、 故障处理.....	8
九、 装箱单.....	10

一、 示意图：



1、箱体

4、搁板

7、风门调节旋钮

2、铭牌

5、箱门

8、电源开关

3、门拉手

6、温度控制器

感谢您购买齐欣仪器，在您启用鼓风干燥箱前，请仔细阅读使用说明书，相信它能使您的鼓风干燥箱发挥最大的功用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时查阅。

二、 适用范围：

供厂矿企业、大专院校、科研及各类实验室等作物品干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。

三、 技术指标：

型 号	9030(A) 101-0(A)	9070(A) 101-1(A)	9140(A) 101-2(A)	9240(A) 101-3(A)
电源电压	AC220V 50Hz			
控温范围	50℃~250℃			
恒温波动度	±1℃			
温度分辨率	0.1℃			
额定功率	870W	1570W	2070W	2470W
内胆尺寸(mm)	340×325×325	450×400×450	550×450×550	600×550×750
外形尺寸(mm)	625×510×490	740×580×630	830×650×730	880×770×930

注：带“A”为镜面不锈钢内胆，不带“A”为镀锌板。

型 号	9035A	9055A	9075A	9145A	9245A
电源电压	AC220V 50Hz				
控温范围	50℃~300℃				
恒温波动度	±1℃				
温度分辨率	0.1℃				
额定功率	970W	1220W	1670W	2170W	2570W
内胆尺寸(mm)	340×325×325	420×400×345	450×400×450	550×450×550	600×550×750
外形尺寸(mm)	625×510×490	720×580×530	740×580×630	830×650×730	880×770×930

上表中技术参数的测试条件：环境温度 25℃、相对湿度不大于 85%RH、无试样负荷。

测试工具：精度为 0.1℃ 的标准水银温度计(水银头位于工作室几何中心)

四、 结构概述：

DHG 系列台式鼓风干燥箱是系列产品，容积有 30、50、70、140、240 升五


种规格。干燥箱外壳体均采用优质钢板表面烘漆，工作室采用一般镀锌钢板或镜面不锈钢板，工作室内存有两层不锈钢丝制成的搁板，中间层充填超细玻璃棉隔热。箱门上采用双层钢化玻璃作为观察窗，能清晰观察到箱内物品。工作室与箱门连接处装有耐热硅橡胶密封圈，以保证工作室与箱门之间密封。干燥箱电源开关、电源指示灯、风门调节旋钮、控温仪等操作件均集中于箱体前面的控制面板处，位于箱体的左前侧。箱内加热恒温系统主要由装有离心式叶轮的电动机、电加热器、合理的风道结构和温度控制器组成。当接通干燥箱电源，电动机即运转，直接将位于箱内后部的电加热器产生的热量通过风道向上排出，经过工作室干燥物品再吸入风机，以此不断循环，从而使工作室温度达到均匀。智能型温度控制器，具有自动风速调节功能，在升温过程中，电动机高速运行，温度接近恒定时，自动调整为低速运行，从而降低由于风速过快所造成的使用问题。用户也可以通过简单的操作，取消此功能。风门调节器能通过开启风门调节旋钮，调节箱内进出空气量。

五、 操作步骤：

1. 把需干燥处理的物品放入干燥箱内，关好箱门。
2. 根据被干燥物品的潮湿程度将风门调节旋钮调到所需位置。
3. 打开电源开关，温度控制器有显示。
4. 设定温度控制器，设备即按设定的要求自动运行。
5. 干燥结束后，关闭电源开关，取出物品。


六、 智能型温度控制器使用说明：

◆ 面板说明



- | | |
|-----------|------------|
| ① PV 显示屏 | ② SV 显示屏 |
| ③ 指示灯 | |
| RUN -运行指示 | HEAT -加热指示 |
| ALM -报警指示 | HI -高速指示 |
| LOW -低速指示 | |
| ④ 功能键 | ⑤ 移位键 |
| ⑥ 减键 | ⑦ 加键 |

◆ 各功能的调出顺序



◆ 使用说明

1. 温度设置

- 在正常工作状态下，按一下 SET 键，进入温度设定状态，此时 PV 显示屏显示 SP，SV 显示屏第一位闪烁；
- 按移位键将闪烁位移至所需设定位；
- 按减键或者加键将数字调至所需值；
- 按两下 SET 键，仪表恢复到正常工作状态，温度设置完成，仪表按新的设定值运行。

2. 定时功能

- 在正常工作状态下，按两下 SET 键，进入定时设定状态，此时 PV 显示屏显示 ST，SV 显示屏显示 0，并闪烁；
- 按移位键将闪烁位移至所需设定位；
- 按减键或者加键将数字调至所需值；

- d. 按一下 SET 键，仪表进入定时运行状态，此时运行指示灯闪烁；
- e. 定时功能为倒计时运行，在定时运行状态下，按一下移位键，SV 显示屏显示定时剩余时间；
- f. 定时剩余时间归零，仪表进入定时结束状态，此时 SV 显示屏显示 **End**，并闪烁，同时除风速指示灯以外的所有指示灯均熄灭；
- g. 在定时结束状态下，按一下 SET 键，仪表恢复到正常工作状态。
- h. 在定时结束状态下，由于仪表温度控制部分停止工作，PV 显示屏显示的测量值会下降到环境温度，此为正常现象。
- i. 如果无需使用定时功能，请务必将定时时间设置为零。
- j. 定时功能运行过程中，如发生意外断电，重新上电后，定时剩余时间自动归零。
- k. 本设备的定时范围：1~9999 分钟或 1~9999 小时。（请定货时注明！）

3. 自动风速调节功能

- a. 当设备在升温过程中，循环风机高速运行，加速工作室内的空气对流，缩短升温时间，提高工作效率；
- b. 当工作室内的温度接近控制温度时，仪表自动将循环风机由高速运行调整为低速运行，使工作室内的空气平缓对流，并有效的延长循环风机的寿命；
- c. 如果无需使用自动风速调节功能，可按照控制参数调整方法，将高低速控制参数调整为 **999.9** 即可，循环风机将始终处于高速运行状态。

4. 自整定功能

如果温度控制过程中，出现较大的温度过冲，或较大的温度波动时，请按下列操作启动自整定功能

- a. 关闭电源开关，打开箱门，使设备自然冷却至环境温度；
- b. 关闭箱门，打开电源开关，将温度设至为常用温度值；
- c. 按照控制参数调整方法，将自整定参数调整为 **1**；
- d. 在正常工作状态下，按住减键 5 秒钟，即进入自整定状态，此时 PV 显示屏显示 **ATU**，并闪烁；
- e. 自整定结束后，仪表自动恢复到正常工作状态。
- f. 在自整定状态下，按任何键均无效。

5. 控制参数调整方法

- 同时按下加键和 SET 键，PV 显示屏显示 LCK；
- 按加键，使 SV 显示屏显示为 7；
- 再按 SET 键，使 PV 显示屏显示需要调整的控制参数的提示符；
- 按加键或减键，使 SV 显示屏显示为该控制参数所需要的值，所有控制参数可以一次调整完毕；
- 再按 SET 键 5 秒钟以上，回到正常工作状态；此时温度控制器执行新修改的参数。

注：控制参数调整过程中，若无键按下 30 秒，仪表自动恢复到正常工作状态，但所改变的数据视为无效。

由于产品出厂前都经过严格地测试，一般不要进行修正。但是，在第一次开机；产品使用一段时间；使用环境恶劣；使用的环境温度与生产制造时的环境温度不一致；使用控制温度前后值改变时等等情况下，可通过修整功能参数从而达到出厂标准。

6. 测量温度与箱内实际温度的误差修正方法

- 将水银温度计（0.1℃精度的水银温度计）放入工作室内，水银端应置于室内几何中心位置；水银温度计的读数即为实际温度。
- 开机，当设备运行至恒温状态（1~2 小时左右），比较实际温度与 PV 显示屏显示温度的差值，其差（实际温度-PV 显示值）即是测量值修正参数 SC 需要修改的值，即：

$$SC = \text{原始 SC 值} + (\text{实际温度} - \text{PV 显示值})$$

- 根据上式计算 SC 值输入即可。

◆ 控制参数表

提示符	名称	设定范围	说明	出厂 设定值
FLI / AL1	偏差报警	-99.9~999.9	当温度超过 SP+AL1 值时， ALM 灯亮，蜂鸣器响，切断加热电源	10.0
FHI / FAN	高低速	-99.9~999.9	风机高低速转换设定值	1.0
SC / SC	测量值修正	-99.9~100.0	测量箱内实际温度与 PV 显示温度比较， 以修正显示误差	1.8
ATU / ATU	自整定	0 / 1	0: OFF / OFF, 1: ON / ON。可自整定出一组的 PID 参数	0

提示符	名 称	设定范围	说 明	出 厂 设定值
P / P	比例带	0~100.0	加热比例控制， 可提高系统控制精度，清除静差	9.8
I / I	积分时间	1~4320	积分作用时间常数	296
d / d	微分时间	0~1200	微分作用时间常数，一般 d 取 (1/4) 倍 I	59
T / T	加热周期	1~60	可控硅输出一般为 2~3 秒，对剩余功率较大的 设备将 T 调大可减小 PID 控制的静差	2
HL / HL	斜率	0.500~1.500	保证整个量程控温精度的一致	0.938
OUT / OUT	输出功率	0~100	可调整加热器的输出功率	50
LCK / LCK	密码锁	0~255	当密码锁 LCK 为 7 时，以上参数即可修改	0

※ 产品出厂前都经过严格地测试，一般不要进行修正。

※ 测试注意：箱内测试所用温度表要用 0.1 精度的水银表，并将水银端放在箱内几何中心位置。

七、 注意事项：

1. 干燥箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。
2. 干燥箱应放置在具有良好通风条件的室内，在其周围不可放置易燃易爆物品。
3. 干燥箱无防爆装置，不得放入易燃易爆物品干燥。
4. 箱内物品放置切勿过挤，必须留出空间，以利热空气循环。
5. 箱内外应经常保持清洁，长期不用应套好塑料防尘罩，放在干燥的室内。
6. 使用中出現异常现象，请切断电源并及时与我公司取得联系！

八、 故障处理：

现 象	原 理	处 理
开机无电源	插座无电源	更换插座
	插头未插好或断线	插好插头或接好线
	保险丝断路	更换保险丝

现 象	原 理	处 理
开机无显示	接线脱落或温度控制器坏	重新接线，更换温度控制器
PV 显示屏显示-----	测量值上溢出	调整温度设定值
PV 显示屏显示____	测量值下溢出	调整温度设定值
PV 显示屏显示□□□□	温度传感器故障	修复或更换
不升温	设备处于定时结束状态	按一下 SET 键
	设定温度低	调整温度设定值
	电加热器坏	更换电加热器
	温度控制器坏	更换温度控制器
设定温度与箱内温度 误差大	循环风机不工作	修复或更换
	控制参数偏差	修正控制参数
	温度传感器故障	修复或更换
循环风机声音异常	循环风机风叶碰擦风道板	修复
	循环风机轴承缺油	更换循环风机
温度失控	可控硅坏	更换可控硅
	温度传感器固定脱落	固定温度传感器
	温度控制器坏	更换温度控制器

九、 装箱单：

装 箱 单

序号	类 别	名 称	单位	数量	备 注
1	文 件	使用说明书	份	1	
2	文 件	装箱单	份	1	
3	文 件	合格证	份	1	
4	配 件	搁板/搁条	套	2	
5	备 件	熔断丝	只	2	

本单所列物品与箱内所装实物相符

装箱员： 2

编号/日期：

检验：

2 3 0 4 9 6



2023年 5月 2 5日

保 修 卡

铭谢惠顾，十分感激。为了确保您的合法权益，请您要求经销商，填写本卡，并注明购买日期，商店盖章后，可享有本公司的产品自购买日起一年内免费保修服务。

保修规定范围

- ◆在正常使用的情况下发生故障时，用户可凭本保修卡、有效发票和产品获得保修服务。
- ◆产品零部件属易耗产品，则不列入免费维修服务范围内。
- ◆即使在保修期内，属下列情况，亦需酌情收取服务费。
 1. 无保修卡和发票或二者其中之一的情况下。
 2. 保修卡上没有填写购买日期、用户姓名、购机的商店、商店公章、机型、机身号和发票号码或擅自涂改保修卡、持非有效发票或没有发票的情况下。
 3. 故障原因系发生在机体以外者。（如插错电源）
 4. 使用不当或因天灾、水灾、气候、雷击、虫鼠害等所导致之损坏或故障。
 5. 自行检修、改装及不当搬动、落下或进水等原因而造成的故障。
 6. 超过保修期限而需要更换零件时，则依照本公司配件检修价目表收费。
 7. 用户在需要维修服务时，请自行将产品送交本公司以便检测。
 8. 本保修卡遗失不补，请妥善保管。
 9. 本保修卡的责任范围仅限于产品的维修，不承担其他任何责任。

机型：; DHG-- 9145A		品名：电热恒温鼓风干燥箱
用户填写	姓名：	
	电话：	
	地址：	
购买日期： 年 月 日		经销商盖章： 
经销商： 店名： 地址： 电话：		



上海齐欣科学仪器有限公司

售后服务热线：021-61645561-8006 或 8008